

BC-30s

Automate d'hématologie

Spécifications techniques

Principe : Méthode d'impédance pour WBC, RBC et Comptage PLT Réactif sans Cyanure pour le dosage d'hémoglobine				Capacité de stockage: Jusqu'à 500 000 résultats incluant graphes et informations numériques			
Performance:				Communication: Port LAN compatible HL7 Protocol Lis Bidirectionnel compatible			
Paramètres	Domaine de linéarité	Précision	Carryover	Interface: 4 ports USB (Pour imprimante externe, Sauvegarde logiciel, lecteur code à barre, Adaptateur WIFI, clavier et souris, Port LAN			
WBC(10 ⁹ /L)	0-200	≤ 3.5% (4.0-6.9) ≤2.0% (7.0-15.0)	≤ 0.5%	Impression: Imprimante thermique, 50 mm papier large, plusieurs formats d'impression, imprimante externe en option			
RBC(10 ¹² /L)	0-8.00	≤1.5% (3.5-6.5)	≤0.5%	Conditions opératoires:			
HGB(g/L)	0-280	≤1.5% (100-180)	≤0.5%	Température: 10°C~40°C			
MCV(fL)		≤1.0% (70-110)		Humidité: 10%~90%			
PLT(10 ⁹ /L)	0-4000	≤5.0% (100-149) ≤4.0% (150-500)	≤1.0%	Pression de l'air: 70kPa 106kPa			
Paramètres: 21 Paramètres WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC 3 Histogrammes pour WBC, RCB et PLT				Alimentation: 100V-240V ≤300VA 50Hz/60Hz			
Réactifs: M-30D diluent M-30 CFL Lyse PROBE CLEANSER				Dimension et poids:			
Volume d'échantillon: Sang Pré-dilué 20 µL Sang Total 9 µL				Dimension: Hauteur (410 mm) x Largeur (300 mm) x longueur(400 mm)			
Cadence: 70 échantillons par heure				Poids : ≤20Kg			
Écran: Écran TFT 10,4 Pouces							



BC-30s

Automate d'hématologie

Une Taille Minimum
Un maximum de capacité,

